


Krevní obraz - jak správně interpretovat poznámky

V rámci naší snahy o zajištění co nejlepších výsledků pro vaše pacienty nabízíme **poznámky k interpretaci naměřených hodnot z Hematologického analyzátoru ProCyte One***. Díky nim z krevního obrazu (CBC) získáte více informací.

Systém analyzuje výsledky krevního obrazu (CBC) pomocí našich speciálních algoritmů a spolu s dotploty/cytogramy nabídne užitečné poznámky a pokyny k interpretaci výsledků.

Tyto informace najdete v integrovaných zprávách o pacientovi IDEXX VetLab* (pod výsledkem krevního obrazu (CBC) a dotploty/cytogramy – na obrázku vpravo) a také v aplikaci VetConnect* PLUS.



Pokud analyzátor zjistí...	Interpretační poznámky řeknou...
• nebo ▼RETIC a ▼HCT	Anémie bez retikulocytózy – pravděpodobná neregenerativní anémie, zvažte preregenerativní anémii
▲RETIC a ▼HCT	Anémie s retikulocytózou – pravděpodobná regenerativní anémie
▼LYMPH	Lymfopenie – pravděpodobně stresový leukogram (odpověď na glukokortikoidy) Potvrďte na základě analýzy krevních nátěrů
▲MONO	Monocytóza – zvažte zánět <i>NEBO</i> Monocytóza – zvažte zánět (v případě lymfopenie zvažte odpověď na glukokortikoidy)
▲RDW	Zvýšené RDW – přítomná anizocytóza – zkontrolujte krevní nátěr
▼PLT, ale •PCT	Normální PCT – Objem destiček pravděpodobně odpovídá
▼HCT, ▼MCHC a ▼MCV	Mikrocytární hypochromní anémie – pravděpodobná anémie s nedostatkem železa
▲HCT	Zvýšený HCT – polycytémie
▲RETIC a • nebo ▲HCT	Retikulocytóza bez anémie – zvažte skryté hemolytické onemocnění nebo ztrátu krve
▲MCHC, ▲MCH nebo obojí	Zvýšená hodnota MCHC nebo MCH – možná hemolýza (mohla vzniknout při odběru či manipulaci se vzorkem), lipémie a Heinzova tělíska
▲RETIC u koček	Retikulocytóza – potvrďte polychromazii na základě krevních nátěrů
▲PLT	Zjištěna agregace trombocytů. Počet trombocytů může být vyšší než daný údaj

Klíč: ▲ Nad referenčním rozsahem ▼ Pod referenčním rozsahem • V rámci referenčního rozsahu