

Objednávání testů Catalyst kortizol v systému PIMS

Nedávno jsme přidali nový test pro chemickou platformu Catalyst™ – test Catalyst™ kortizol. Protože pro test Catalyst kortizol existuje více doporučených protokolů a každý protokol obsahuje více kroků (například před stimulací ACTH a po ní, před supresí nízkou dávkou dexametazonu, 4 hodiny po ní a 8 hodin po ní), je možno vybírat z celé řady panelů/profilů. Abyste měli jistotu, že jste připraveni provést test, když to budete potřebovat, proveďte níže uvedené kroky.

Poznámka: Při posuzování ceny testů Catalyst kortizol berete na vědomí, že vyžadovaný počet požadovaných testů (v pravém krajním sloupci níže) se liší v závislosti na protokolu.

Krok 1: Zaveďte nové panely/protokoly Catalyst kortizol do svého systému PIMS (je-li to vyžadováno).

Pokud používáte software Cornerstone™ verze 8.4 nebo novější: Propojte profily Catalyst kortizol uvedené v šedě podbarveném sloupci níže. Pokud se profily neobjeví, kontaktujte prosím podporu systému Cornerstone na čísle 1-800-695-2877.

Pokud používáte jiný informační systém praxe (PIMS): Povolte, aktivujte nebo ručně přidejte panely Catalyst kortizol v modře podbarveném sloupci níže (je-li vyžadováno).

Názvy profilů pro Cornerstone 8.4 nebo novější	Názvy (a kódy) pro jiné systémy PIMS	K použití s tímto protokolem pro...	Vyžadovaný počet testů
Jednorázová klidová hladina kortizolu – vzorek	IDEXX VetLab Catalyst kortizol jednotlivý – Resting (CortRest) klidová hladina kortizolu (CortRest)	Vyloučení hypoadrenokorticismu	1
Kortizol (jednorázová klidová hladina) monitorování léčby	IDEXX VetLab Catalyst kortizol jednotlivý – sledování trilstanu (CortSingleTM)	Monitorování hyperkortisolismu	1
Catalyst kortizol stimulace ACTH	IDEXX VetLab Catalyst kortizol test stimulace ACTH (CortACTHPre+Post)	Diagnostika hypoadrenokorticismu nebo hyperkortisolismu	2
Catalyst stimulace ACTH monitorování léčby	IDEXX VetLab Catalyst kortizol test stimulace ACTH – sledování trilstanu (CortTMACTHPre+Post)	Monitorování léčby hyperkortisolismu	2
Suprese nízkou dávkou dexametazonu	IDEXX VetLab Catalyst kortizol test suprese nízkou dávkou dexametazonu (CortLDDSPre+4Hr+8Hr)	Diagnostika hyperkortisolismu	3
Suprese vysokou dávkou dexametazonu	IDEXX VetLab Catalyst kortizol test suprese vysokou dávkou dexametazonu (CortHDDSPre+4Hr+8Hr)	Nerozlišuje mezi pituitární a adreno-dependentní formou hyperkortisolismu	3
Kortizol po ACTH	IDEXX VetLab Catalyst kortizol – po ACTH (CortPostACTH)	Následná kontrola po výsledku jednorázové klidové hladiny kortizolu	1
Kortizol – jiné	IDEXX VetLab Catalyst kortizol – jiné (CortOther)	Jiné	Může se lišit

Krok 2: Objednejte žádaný panel/profil Catalyst kortizol ve svém systému PIMS.

Postup objednávání testů se u jednotlivých systémů PIMS liší – podrobné pokyny najdete v pomocné dokumentaci vašeho systému PIMS.

Krok 3: Spusťte zpracování Catalyst kortizol na stanici IDEXX VetLab*.

Provedením kroků níže zajistíte správné zachycení výsledků a obdržíte podrobné interpretační komentáře.

DŮLEŽITÉ: Pokud máte analyzátoři Catalyst One a Catalyst Dx a chcete sledovat trendy výsledků kortizolu pacienta a/nebo provádět další testy / víceokrové testování kortizolu, společnost IDEXX doporučuje, aby byly všechny kortizolové testy prováděny na stejném analyzátoru se stejným typem vzorku.

Pro úvodní testy kortizolu		Pro další testy/testování kortizolu ve více krocích*
Biochemický analyzátor Catalyst One™	Spusťte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab™. Na obrazovce Select Instruments (Vybrat přístroje) klepněte na Catalyst One a poté klepněte na Kortizol . Vyberte požadovaný protokol a jeho další příslušné kroky, klepněte na Uložit a poté klepněte na Spustit .	Všechny kroky protokolu vybrané, když se zpracovával počáteční test, se zobrazí v seznamu Probíhá na domovské obrazovce stanice IDEXX VetLab. Když je čas zpracovat další vzorek, klepněte na další dostupný test v seznamu, klepněte na Ve frontě a poté na Spustit .
Biochemický analyzátor Catalyst Dx™	Zahajte běh na stanici IDEXX VetLab běžným způsobem. Na konci běhu po vyzvání identifikujte protokol a jeho krok a poté klepněte na Odeslat . Poznámka: Pokud se rozhodnete zadat protokol / krok protokolu později, klepněte na pacienta v seznamu Probíhá, klepněte na Přidat podrobnosti a poté vyberte informace protokolu pacienta.	Aby byly další výsledky seskupeny s úvodním výsledkem a aby byly k dispozici interpretační komentáře: 1. Najděte úvodní výsledek kortizolu pacienta na stanici IDEXX VetLab Station NEBO vyberte příslušného pacienta ze seznamu Seznam čekající na vyřízení v Úvodní nabídce. 2. Klepněte na Přidat test a poté na Přidat výsledky . 3. Na obrazovce Vybrat přístroje vyberte Catalyst Dx . 4. Po vyzvání na konci běhu vyberte informace o protokolu běhu a poté klepněte na Odeslat .

Pokud jsou k úvodnímu kortizolovému testu přidány další testy v rámci víceokrového testování, výsledky jsou seřazeny od posledního testu (nahore) po úvodní test (dole); u nejnovějších výsledků se zobrazují komplexní interpretační komentáře.