

Informace ohledně odesílání a uskladnění testů SNAP

Společnost IDEXX se zavazuje poskytovat Vám diagnostické výrobky nejvyšší kvality, které dodáváme do Vaší praxe kdykoliv je třeba. Vzhledem k regionálním teplotním výkyvům, zejména v letních měsících, jsme v rámci našeho vývojového procesu provedli studie stability. Tyto studie zahrnují testování tepelného namáhání, aby se zajistilo, že naše testy SNAP* vydrží přiměřenou zátěž při přepravě a že jejich výkonnost není ohrožena ojedinělým vystavením různým teplotám během přepravy. Balení a přidávání chladicích vložek je závislé na konkrétním výrobku a jeho účelem je, aby se zabránilo rychlým změnám teploty.

Aby byla zajištěna kvalita výrobku a neporušenost obalu, jsou naše výrobky dodávány a později skladovány za následujících podmínek. **DŮLEŽITÉ: Testy SNAP skladujte ihned po obdržení podle pokynů na obalu (přepravní podmínky se mohou od podmínek skladování lišit).**

Test SNAP*	Požadované přepravní podmínky	Testy budou obdrženy v tomto časovém rámci, aby byla zaručena kvalita výrobku.	Skladování po obdržení testů
SNAP* 4Dx* Plus SNAP* Leish 4Dx* SNAP* Leishmania	Okolní teplota	Do 60 hodin od odeslání	Chlazené až do data expirace, nebo při pokojové teplotě† po dobu 6 měsíců
SNAP* Feline Triple*	Okolní teplota	Do 60 hodin od odeslání	Chlazené až do data expirace
SNAP* Heartworm SNAP* Parvo	Okolní teplota	Do 48 hodin od odeslání	Při pokojové teplotě† až do data expirace
SNAP* Combo Plus SNAP* cPL* SNAP* <i>Giardia</i> SNAP* Lepto SNAP* Foal IgG	Okolní teplota	Do 48 hodin od odeslání	Chlazené až do data expirace
SNAP* FeLV SNAP* fPL* SNAP* Feline proBNP	Na ledu	Do 48 hodin od odeslání	Chlazené až do data expirace

† Pokojová teplota: 18 °C – 25 °C

Poznámka: V odlehlých oblastech věnuje společnost IDEXX zvláštní pozornost speciálním podmínkám balení a doručování, aby zajistila kvalitu a neporušenost výrobku.